

# TheraClassic

POLTRONA / SILLÓN / CHAIR

**ES** Manual de instrucciones **PT** Manual de instruções **EN** Instruction manual



TM4000

## TheraMart



# TheraClassic

POLTRONA / SILLÓN / CHAIR

## ESPAÑOL

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Características del producto ..... | 2 |
| Instrucciones de ensamblado .....  | 5 |
| Instrucciones de Uso .....         | 7 |

## PORTUGUÊS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Características do produto ..... | 10 |
| Instruções de Montagem .....     | 13 |
| Instruções de Uso .....          | 15 |

## ENGLISH

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Product Features .....      | 18 |
| Assembly instructions ..... | 21 |
| Instructions for Use .....  | 23 |

**Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y  
consérvelo para consultarlo en el futuro.**

**Antes de utilizar este produto, leia atentamente este  
manual e guarde-o para consultas futuras.**

**Before using this product, please read this manual carefully and  
keep it for future reference.**

## Características del producto

El sillón reclinable TheraClassic ha sido diseñado con un enfoque en la comodidad y el confort, ideal tanto para entornos domésticos como hospitalarios. Este versátil aliado es perfecto para salas donde se realizan tratamientos prolongados como hemodiálisis, hemoterapia y quimioterapia.

Con un diseño que evoca el clásico sillón Berger, el TheraClassic cuenta con un respaldo amplio y discreto que se integra armoniosamente en cualquier decoración, aportando un toque de sobriedad y confort. Su tapizado impermeable y de fácil limpieza lo hace ideal para el ámbito clínico, permitiendo una higienización sencilla con solo un paño.

Cada detalle del TheraClassic está pensado para maximizar su funcionalidad: ofrece una reclinación y declinación suave y progresiva. Sus reposabrazos son removibles, mejorando el acceso y la transferencia de personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida.

Además, está equipado con una manija trasera que facilita el ajuste de la posición según las necesidades del usuario, y cuatro ruedas que permiten su fácil traslado entre diferentes áreas. Las ruedas traseras incluyen frenos de seguridad para asegurar la estabilidad del sillón cuando está en uso.



### **Símbolo de Advertencia**

**Siga cuidadosamente las instrucciones asociadas a este símbolo.**

Es importante prestar atención a estas indicaciones; ignorarlas podría resultar en lesiones personales o daños al sillón y al entorno.



### **ADVERTENCIAS:**

#### **Advertencias de seguridad para el uso del sillón:**

- **Prohibido pararse sobre el sillón o usarlo como escalera.**
- **Uso individual:** Utilice este sillón solo para sentar a una persona a la vez.
- **Integridad de componentes:** No use este sillón a menos que todos los pernos, tornillos y tuercas estén firmemente asegurados.
- **Mantenimiento regular:** Compruebe todos los pernos, tornillos y tuercas con regularidad.
- **Uso de partes íntegras:** No utilice este sillón si tiene partes dañadas o faltantes.
- **Reparaciones:** Contacte al distribuidor autorizado para reparar o reemplazar partes dañadas, defectuosas o faltantes.
- **Consecuencias de no seguir advertencias:** Ignorar estas recomendaciones podría resultar en serios daños.

## Especificaciones Técnicas:

|                   |        |                         |         |
|-------------------|--------|-------------------------|---------|
| Peso del producto | 37 kg  | Ancho del asiento       | 50.5 cm |
| Peso bruto        | 42 kg  | Altura del asiento      | 51 cm   |
| Peso soportado    | 130 kg | Profundidad del asiento | 52 cm   |

|                                                                |        |                           |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|
| Ancho total                                                    | 76 cm  | Altura del piso al brazo  | 70 cm          |
| Altura Total                                                   | 110 cm | Tamaño de caja de cartón. | 82 x 77 x 78cm |
| Longitud total en la posición de dormir o totalmente reclinado | 155 cm | Material:                 | PVC            |

|                                          |     |                                         |      |                                             |      |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
| Grados de inclinación en posición normal | 90° | Grados de inclinación en posición media | 120° | Grados de inclinación en posición reclinada | 140° |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|

## Instrucciones de ensamblado

|                                         |                                                                                                              |                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instalación de la barandilla:</b>    | Levante el respaldo del sillón y muévelo a un lado para dejar espacio para instalar la barandilla o baranda. |    |
|                                         | Coloque la baranda de agarre en la parte trasera del respaldo hasta que quede bien ajustada.                 |  |
| <b>Montaje de los brazos plegables:</b> | Extraiga los brazos plegables que se encuentran almacenados debajo del asiento del sillón.                   |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>Introduzca los brazos sobre la base al costado del asiento, aplicando suave presión. Asegúrese de que las varas de acero en la parte inferior de los brazos encajen correctamente en los orificios situados en los laterales de cada lado del asiento. Estos brazos son extraíbles y deben poder sacarse y colocarse con facilidad.</p> |   |
| <p><b>Instalación del respaldo</b></p> | <p>Con cuidado, sostenga la base del respaldo sin colocar sus dedos en los rieles o encajes hasta que estos queden alineados con la pieza metálica ubicada justo detrás del asiento.</p>                                                                                                                                                   |  |
|                                        | <div data-bbox="630 1360 743 1465" data-label="Image"> </div> <p><b>ADVERTENCIA:</b><br/>Evite accidentes: No coloque sus dedos en los encajes metálicos del respaldo al instalarlo en el asiento.</p>                                                                                                                                     |                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Una vez alineados, permita que el respaldo baje por su propio peso y, aplicando presión sobre la parte superior, ajuste hasta escuchar un clic. Esto indicará que el respaldo y el asiento del TheraClassic están correctamente conectados. Ahora, el TheraClassic está listo para su uso y para brindar la mejor comodidad.</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

*Extra: Utilice el cierre mágico en el pliegue de tela que sobresale de la base del respaldo para ajustarlo a la base del asiento*

## Instrucciones de Uso

El TheraClassic es un sillón manual reclinable que se ajusta fácilmente mediante el movimiento del cuerpo, ofreciendo hasta 3 posiciones diferentes para su comodidad.


### 1. Para sentarse y reclinarse ligeramente:

- Siéntese en el sillón.
- Utilice su propio peso, presionando sobre la parte del sillón detrás de sus pantorrillas y contra el respaldo, para desplazarlo a una posición intermedia que le permitirá elevar las piernas y reclinarse ligeramente.



### 2. Para reclinarse completamente el sillón:

- Use su espalda para empujar el respaldo hasta alcanzar la posición de dormir, aprovechando el diseño intuitivo del sillón que responde al movimiento natural de su cuerpo.



### 3. Para regresar el sillón a su posición normal:

- a. Aplique presión suficiente sobre el respaldo y las piernas para que el sillón retorne a la posición inicial por su propio impulso.
- b. Si necesita asistencia, solicite ayuda para utilizar el barandal o la manija situada detrás del respaldo. Al ejercer presión sobre ella, se activará el mecanismo que permite al sillón volver a su posición original.

## Instrucciones de limpieza y Cuidado

1. Limpie regularmente con un paño suave y seco para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Para manchas leves, use un paño ligeramente humedecido con agua tibia y jabón neutro.
3. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos, solventes o productos químicos agresivos.
4. Evite la exposición directa a la luz solar y al calor excesivo para proteger el material.

## Garantía

Ofrecemos 2 años de garantía para las piezas principales, como el mecanismo y la estructura de madera, y 1 año de garantía para todas las telas de tapicería.

## Precauciones

### No utilice solventes orgánicos

No debe utilizarse bajo ningún concepto ningún tipo de solvente orgánico (como petróleo, alcohol, etc.) para limpiar el sillón. El uso de estos productos podría dañar los materiales y comprometer la integridad del sillón.

### Evite objetos punzantes o filosos

Tampoco debe utilizarse ningún objeto puntiagudo o filoso para limpiar el sillón. Esto podría causar daños en el tapizado o en las superficies del mismo.

### Supervisión de menores y personas vulnerables

Este sillón no está diseñado para ser utilizado por niños, o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y

conocimiento, a menos que estén supervisadas por una persona responsable. Es fundamental la supervisión de un adulto para garantizar un uso seguro del sillón.

**No permita que los niños jueguen con el sillón**

Por su propia seguridad, los niños deberían ser supervisados por adultos para garantizar que no jueguen con el sillón. El uso indebido puede provocar accidentes o dañar el sillón.

Solo para uso interior.



Consulte el manual del usuario antes de su uso.



## Características do produto

A poltrona reclinável TheraClassic foi projetada com foco no conforto e bem-estar, sendo ideal tanto para ambientes domésticos quanto hospitalares. Este versátil aliado é perfeito para salas onde são realizados tratamentos prolongados, como hemodiálise, hemoterapia e quimioterapia.

Com um design que remete à clássica poltrona Berger, a TheraClassic possui um encosto amplo e discreto que se integra harmoniosamente em qualquer decoração, proporcionando um toque de sobriedade e conforto. Seu estofamento impermeável e de fácil limpeza o torna ideal para o ambiente clínico, permitindo uma higienização simples com apenas um pano.

Cada detalhe da TheraClassic foi pensado para maximizar sua funcionalidade: oferece uma reclinção e declinação suave e progressiva. Seus apoios de braço são removíveis, facilitando o acesso e a transferência de pessoas em cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida.

Além disso, está equipada com uma alça traseira que facilita o ajuste da posição conforme as necessidades do usuário, e quatro rodas que permitem sua fácil movimentação entre diferentes áreas. **As rodas traseiras incluem freios de segurança para garantir a estabilidade da poltrona durante o uso.**



### **Símbolo de Advertência**

**Siga cuidadosamente as instruções associadas a este símbolo.** É importante prestar atenção a essas indicações; ignorá-las pode resultar em lesões pessoais ou danos à poltrona e ao ambiente.



### **ADVERTÊNCIAS:**

#### **Advertências de segurança para o uso da poltrona:**

- **Proibido ficar em pé sobre a poltrona ou usá-la como escada.**
- **Uso individual:** Utilize esta poltrona apenas para sentar uma pessoa por vez.
- **Integridade dos componentes:** Não use esta poltrona a menos que todos os parafusos, porcas e pinos estejam firmemente fixados.
- **Manutenção regular:** Verifique regularmente todos os parafusos, porcas e pinos.
- **Uso de peças íntegras:** Não utilize esta poltrona se houver partes danificadas ou faltantes.
- **Reparos:** Entre em contato com o distribuidor autorizado para reparar ou substituir peças danificadas, defeituosas ou faltantes.
- **Consequências de não seguir as advertências:** Ignorar estas recomendações pode resultar em sérios danos.

## Especificações Técnicas:

|                 |        |                         |         |
|-----------------|--------|-------------------------|---------|
| Peso do produto | 37 kg  | Largura do assento      | 50.5 cm |
| Peso bruto      | 42 kg  | Altura do assento       | 51 cm   |
| Peso suportado  | 130 kg | Profundidade do assento | 52 cm   |

|                                                                |        |                         |                |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Largura total                                                  | 76 cm  | Altura do chão ao braço | 70 cm          |
| Altura total                                                   | 110 cm | Tamanho da caixa        | 82 x 77 x 78cm |
| Comprimento total na posição de dormir ou totalmente reclinada | 155 cm | Material:               | PVC            |

|                                       |     |                                      |      |                                          |      |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
| Graus de inclinação na posição normal | 90° | Graus de inclinação na posição média | 120° | Graus de inclinação na posição reclinada | 140° |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------------------------------------------|------|

## Instruções de Montagem

|                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instalação da grade de proteção:</b> | Levante o encosto da poltrona e mova-o para o lado para deixar espaço para instalar a grade de proteção.                                                         |    |
|                                         | Coloque a grade de apoio na parte traseira do encosto até que fique bem ajustada.                                                                                |  |
| <b>Montagem dos braços dobráveis:</b>   | Retire os braços dobráveis que estão armazenados abaixo do assento da poltrona. Introduza os braços sobre a base ao lado do assento, aplicando uma leve pressão. |  |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>Certifique-se de que as hastes de aço na parte inferior dos braços encaixem corretamente nos orifícios situados nas laterais de cada lado do assento. Esses braços são removíveis e devem poder ser retirados e colocados com facilidade.</p> |   |
| <p><b>Instalação do encosto</b></p> | <p>Com cuidado, segure a base do encosto sem colocar os dedos nos trilhos ou encaixes até que estes fiquem alinhados com a peça metálica localizada logo atrás do assento.</p>                                                                   |  |
|                                     | <div data-bbox="630 1234 743 1339" data-label="Image"> </div> <p><b>ADVERTÊNCIA:</b> Evite acidentes: Não coloque os dedos nos encaixes metálicos do encosto ao instalá-lo no assento.</p>                                                       |                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Uma vez alinhados, permita que o encosto desça por seu próprio peso e, aplicando pressão sobre a parte superior, ajuste até ouvir um clique. Isso indicará que o encosto e o assento da TheraClassic estão corretamente conectados. Agora, a TheraClassic está pronta para uso e para proporcionar o melhor conforto</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

*Extra: Utilize o fecho de velcrons dobra de tecido que sobressai da base do encosto para ajustá-lo à base do assento.*

## Instruções de Uso

A TheraClassic é uma poltrona manual reclinável que se ajusta facilmente através do movimento do corpo, oferecendo até 3 posições diferentes para o seu conforto.


### 1. Para sentar-se e reclinar ligeiramente:

- Sente-se na poltrona.
- Utilize o seu próprio peso, pressionando a parte da poltrona atrás das suas panturrilhas e contra o encosto, para movê-la para uma posição intermediária que permitirá elevar as pernas e reclinar ligeiramente.



### 2. Para reclinar completamente a poltrona:

- Use suas costas para empurrar o encosto até alcançar a posição de dormir, aproveitando o design intuitivo da poltrona



que responde ao movimento natural do seu corpo.

**3. Para retornar a poltrona à posição normal:**

- a. Aplique pressão suficiente sobre o encosto e as pernas para que a poltrona retorne à posição inicial por seu próprio impulso.
- b. Se precisar de assistência, peça ajuda para utilizar a grade de proteção ou a alça situada atrás do encosto. Ao exercer pressão sobre ela, o mecanismo será ativado, permitindo que a poltrona volte à sua posição original.

## Instruções de Limpeza e Cuidado

- Limpe regularmente com um pano macio e seco para remover o pó e a sujeira.
- Para manchas leves, use um pano levemente umedecido com água morna e sabão neutro.
- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos, solventes ou produtos químicos agressivos.
- Evite a exposição direta à luz solar e ao calor excessivo para proteger o material.

## Garantia

Oferecemos 2 anos de garantia para as peças principais, como o mecanismo e a estrutura de madeira, e 1 ano de garantia para todos os tecidos de estofamento.

## Precauções

### **Não utilize solventes orgânicos**

Não deve ser utilizado sob nenhuma circunstância qualquer tipo de solvente orgânico (como petróleo, álcool, etc.) para limpar a poltrona. O uso desses produtos pode danificar os materiais e comprometer a integridade da poltrona.

### **Evite objetos pontiagudos ou afiados**

Também não deve ser utilizado nenhum objeto pontiagudo ou afiado para limpar a poltrona. Isso pode causar danos no estofamento ou nas superfícies da mesma.

### **Supervisão de menores e pessoas vulneráveis**

Esta poltrona não foi projetada para ser utilizada por crianças, ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam supervisionadas por uma pessoa responsável. É fundamental a supervisão de um adulto ou responsável para garantir o uso seguro da poltrona.

### **Não permita que crianças brinquem com a poltrona**

Por segurança, as crianças devem ser supervisionadas por adultos para garantir que não brinquem com a poltrona. O uso inadequado pode provocar acidentes ou danificar a poltrona.

Somente para uso interno.



Consulte o manual do usuário antes de usar.



## Product Features

The TheraClassic recliner has been designed with a focus on convenience and comfort, ideal for both home and hospital environments. This versatile ally is perfect for rooms where long-term treatments such as hemodialysis, hemotherapy and chemotherapy are performed.

With a design that evokes the classic Berger armchair, the TheraClassic has a wide and discreet backrest that integrates harmoniously into any decoration, providing a touch of sobriety and comfort. Its waterproof and easy-to-clean upholstery makes it ideal for the clinical setting, allowing for simple sanitization with just a cloth.

Every detail of the TheraClassic is designed to maximize its functionality: it offers smooth and progressive recline and decline. Its armrests are removable, improving access and transfer for people in wheelchairs or with reduced mobility.

In addition, it is equipped with a rear handle that makes it easy to adjust the position according to the user's needs, and four wheels that allow it to be easily moved between different areas. The rear wheels include safety brakes to ensure the stability of the chair when in use.



### **Warning Symbol**

**Carefully follow the instructions associated with this symbol.**

It is important to pay attention to these indications; Failure to do so could result in personal injury or damage to the chair and the environment.



### **WARNINGS:**

**Safety warnings for using the chair:**

- It is prohibited to stand on the chair or use it as a ladder.
- Individual use: Use this chair only to seat one person at a time.
- Component Integrity: Do not use this chair unless all bolts, screws and nuts are securely secured.
- Regular maintenance: Check all bolts, screws and nuts regularly.
- Using Integer Parts: Do not use this chair if it has damaged or missing parts.
- Repairs: Contact authorized dealer to repair or replace damaged, defective or missing parts.
- Consequences of not following warnings: Ignoring these recommendations could result in serious harm.

## Technical Specifications:

|                  |       |             |        |
|------------------|-------|-------------|--------|
| Product weight   | 37kg  | Seat width  | 50.5cm |
| Gross weight     | 42kg  | seat height | 51cm   |
| Supported weight | 130kg | Seat depth  | 52cm   |

|                                                    |       |                          |                |
|----------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------|
| Overall width                                      | 76cm  | Height from floor to arm | 70cm           |
| Overall Height                                     | 110cm | Carton size.             | 82 x 77 x 78cm |
| Full length in sleeping position or fully reclined | 155cm | Material:                | PVC            |

|                                           |     |                                           |      |                                             |      |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
| Degrees of inclination in normal position | 90° | Degrees of inclination in middle position | 120° | Degrees of inclination in reclined position | 140° |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|

## Assembly instructions

|                                      |                                                                                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handrail installation:</b>        | Raise the back of the chair and move it to the side to allow room to install the handrail or handrail. |    |
|                                      | Place the grab rail on the back of the backrest until it fits snugly.                                  |  |
| <b>Assembly of the folding arms:</b> | Remove the folding arms that are stored under the chair seat.                                          |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Insert your arms into the base on the side of the seat, applying gentle pressure. Make sure the steel rods at the bottom of the arms fit correctly into the holes on the sides of each side of the seat. These arms are removable and should be easy to remove and attach.</p> |   |
| <b>Backup Installation</b> | <p>Carefully hold the base of the backrest without placing your fingers on the rails or sockets until they are aligned with the metal piece located just behind the seat.</p>                                                                                                     |  |
|                            | <div data-bbox="630 1285 743 1388" data-label="Image"> </div> <p><b>WARNING:</b> Avoid accidents: Do not place your fingers in the metal fittings of the backrest when installing it on the seat.</p>                                                                             |                                                                                      |


|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Once aligned, allow the backrest to lower under its own weight and, applying pressure to the top, adjust until you hear a click. This will indicate that the backrest and seat of the TheraClassic are correctly connected. Now, the TheraClassic is ready to use and provide the best comfort.</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Extra: Use the magic closure on the fold of fabric protruding from the base of the backrest to adjust it to the base of the seat

## Instructions for Use

The TheraClassic is a manual reclining chair that is easily adjusted by body movement, offering up to 3 different positions for your comfort.

1. **To sit and recline slightly:**
  - a. Sit on the couch.
  - b. Use your own weight, pressing on the part of the chair behind your calves and against the backrest, to move it to an intermediate position that will allow you to raise your legs and recline slightly.
2. **To fully recline the chair:**
  - a. Use your back to push the backrest into a sleeping position, taking advantage of the chair's intuitive design that responds to your body's natural movement.
3. **To return the chair to its normal position:**
  - a. Apply enough pressure on the backrest and legs so that the chair returns to the initial position under its own power.



- b. If you need assistance, ask for help using the handrail or handle behind the backrest. By applying pressure on it, the mechanism will be activated that allows the chair to return to its original position.

## Cleaning and Care Instructions

1. Wipe regularly with a soft, dry cloth to remove dust and dirt.
2. For light stains, use a cloth slightly dampened with warm water and neutral soap.
3. Never use abrasive cleaning products, solvents or harsh chemicals.
4. Avoid direct exposure to sunlight and excessive heat to protect the material.

## Warranty

We offer 2 years warranty for main parts such as mechanism and wooden frame, and 1year warranty for all upholstery fabrics.

## Precautions

### **Do not use organic solvents**

Under no circumstances should any type of organic solvent (such as petroleum, alcohol, etc.) be used to clean the chair. The use of these products could damage the materials and compromise the integrity of the chair.

### **Avoid sharp or sharp objects**

Nor should any pointed or sharp object be used to clean the chair. This could cause damage to the upholstery or upholstery surfaces.

### **Supervision of minors and vulnerable people**

This chair is not intended for use by children, or people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless supervised by a responsible person. Adult supervision is essential to ensure safe use of the chair.

**Do not allow children to play with the chair.**

For their own safety, children should be supervised by adults to ensure that they do not play with the chair. Improper use can cause accidents or damage the chair.

For indoor use only.



Please refer to the user manual before use.



# TheraClassic

POLTRONA / SILLÓN / CHAIR

TheraMart es una marca de Grupo Thera INC.

Oceania Business Plaza, piso 43, Punta Colón St., Ciudad de Panamá, Panamá.

Información de contacto LATAM: [info@theramart.com](mailto:info@theramart.com)

Diseñado en LATAM

Hecho en China

---

TheraMart é uma marca da Grupo Thera INC. Oceania Business Plaza, 43º andar, Punta Colón St., Cidade do Panamá, Panamá.

Importado e distribuído por Theramart Brasil Ltda, CNPJ 45.784.439/0001-90.

Rua Brusque, 1078 - Itajaí/SC.

Informações de contato no Brasil / SAC: [parceiro@theramart.com](mailto:parceiro@theramart.com)

Desenvolvido na LATAM

Fabricado na China

---

TheraMart is a brand of Grupo Thera INC.

Oceania Business Plaza, 43rd Floor, Punta Colón St., Panama City, Panama.

Contact information for the rest of the world: [info@theramart.com](mailto:info@theramart.com)

Designed in LATAM

Made in China

TM4000

# TheraMart