


TheraMart



TM980 · TM981

EN

INSTRUCTION MANUAL

TheraFlex Bed

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cama TheraFlex

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cama TheraFlex

V5 / 27 MAR 2026

[EN]

This instruction manual will present precautions and the safe use and operation of this bed. Before using this bed, please read this instruction manual carefully to fully understand the safe and correct operating procedures.

The correct operating procedures should not only be explained to the person using this bed but also communicated to the caregiving staff.

After reading, please keep this instruction manual properly for future reference.

If you have any questions, please contact TheraMart directly.

Version 01

Date: July 2025

[PT]

Este manual de instruções apresentará precauções e o uso e operação segura desta cama. Antes de utilizar esta cama, leia atentamente este manual de instruções para compreender totalmente os procedimentos operacionais seguros e corretos.

Os procedimentos operacionais corretos não devem ser apenas explicados à pessoa que utiliza esta cama, mas também a equipe de cuidadores deve ser informada.

Após a leitura, guarde este manual de instruções adequadamente para referência futura.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com a TheraMart.

Versão 01

Data: Julho de 2025

[ES]

Este manual de instrucciones presentará las precauciones y el uso y la operación segura de esta cama.

Antes de utilizar esta cama, lea atentamente este manual de instrucciones para comprender completamente los procedimientos operativos seguros y correctos.

Los procedimientos operativos correctos no deben ser explicados únicamente a la persona que utiliza esta cama, sino que también el personal de cuidadores debe ser informado.

Después de la lectura, guarde este manual de instrucciones adecuadamente para futuras consultas.

Si tiene alguna duda, comuníquese directamente con TheraMart.

Versión 01

Fecha: Julio de 2025

SUMMARY | SUMÁRIO | CONTENIDO

[EN]

1. SAFETY INFORMATION	4
SAFETY INFORMATION	4
TIP-OVER RISK WARNING	5
INTENDED USE	5
USER OPERATION AND SUPERVISION	5
PACEMAKER COMPATIBILITY	5
MAXIMUM WEIGHT CAPACITY	5
OPERATING NOISE	6
FCC COMPLIANCE	6
2. INTRODUCTION	6
FEATURES	6
CAPABILITIES	6
3. INSTALLATION GUIDE	6
UNPACKING	7
POWER CORD ASSEMBLY	7
INSTALLING THE CASTERS	7
BED POSITIONING	8
PLACEMENT	8
HANDRAILS	8
INSTALL THE MATTRESS RETAINER BAR	8
REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION	8
4. REMOTE	9
5. TROUBLESHOOTING	9

[PT]

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	11
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	11
AVISO SOBRE RISCO DE TOMBAMENTO	11
USO PREVISTO	12
OPERAÇÃO E SUPERVISÃO DO USUÁRIO	12
COMPATIBILIDADE COM MARCAPASSOS	12
CAPACIDADE DE PESO MÁXIMA	12
RUÍDOS DE FUNCIONAMENTO	12
CONFORMIDADE FCC	12
2. INTRODUÇÃO	12
CARACTERÍSTICAS	12
CAPACIDADE DE PESO MÁXIMA	13
3. GUIA DE INSTALAÇÃO	13

DESEMBALAGEM.....	13
MONTAGEM DO CABO DE ENERGIA	14
INSTALAR AS RODAS	14
POSICIONAMENTO DA CAMA.....	14
GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO	14
INSTALAR A BARRA DE RETENÇÃO DO COLCHÃO	14
INSTALAÇÃO DAS PILHAS DO CONTROLE REMOTO	15
4. CONTROLE REMOTO	15
5. GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	16

[ES]

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	18
ADVERTENCIA DE RIESGO DE VUELCO	19
USO PREVISTO	19
OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL USUARIO.....	19
COMPATIBILIDAD CON MARCAPASOS.....	19
CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA	19
RUIDOS DE FUNCIONAMIENTO	19
CUMPLIMIENTO FCC	20
2. INTRODUCCIÓN	20
FUNCIONES	20
CAPACIDADES	20
3. GUÍA DE INSTALACIÓN	20
DESEMPAQUE.....	20
MONTAJE DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	21
INSTALAR LAS RUEDAS	21
POSICIONAMIENTO DE LA CAMA.....	22
BARANDALES DE PROTECCIÓN	22
INSTALAR LA BARRA DE RETENCIÓN DEL COLCHÓN	22
INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO	23
4. CONTROL REMOTO	23
5. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	23

[ENGLISH]

1. SAFETY INFORMATION

PLEASE READ ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE. VIOLATING ANY SAFETY INFORMATION WILL VOID THE WARRANTY AND MAY RESULT IN INJURY OR DAMAGE.

SAFETY INFORMATION

Use the Theraflex bed only for its intended purpose, as described in this manual:

- Avoid placing fingers in joints or pinch points.
- It is recommended that two people perform the moving and assembly.
- Connect the adjustable bed to a proper outlet or a surge protector (not included).
- If the plug does not fit the outlet, have a qualified electrician install a suitable outlet.
- Do not make unauthorized modifications or use improper power sources. This may void the warranty.
- Keep power cords away from heated surfaces.
- To safely disconnect, place the bed in a flat position, turn off all motors, and unplug it.
- Disconnect the product from the outlet before cleaning or servicing.
- Stop using the bed and contact Customer Service if it is not working properly, has been exposed to water, or if the power cord is damaged.
- Do not use the product near water or liquid sources.
- Never operate the adjustable bed with objects or obstructions between moving parts and the metal frame.

- Replacement of parts may be performed by the consumer, but any alteration of internal components will void the warranty.
- Do not use accessories or parts not recommended by the manufacturer.
- Weight limit: 375kg, including mattress and users. Exceeding this limit may cause damage or accidents and void the warranty.
- Do not use the product when people or animals are under the adjustable bed.
- The mattress may shift on the adjustable base – use with caution.
- If adjustable legs are used, make sure all are properly fixed and resting on the floor. Do not use legs taller than 4 segments, as this may compromise safety.

TIP-OVER RISK WARNING

Avoid placing excessive weight on the edges of the bed, as this may cause it to tip over.

INTENDED USE

The Theraflex Bed was designed to provide comfort and support to the user.

USER OPERATION AND SUPERVISION

Use of the Theraflex bed by children, pets, or convalescent persons must be supervised.

Dispose of all packaging materials immediately, as they may pose a choking hazard to children and pets.

Do not allow children or small animals to play on or under the adjustable bed.

PACEMAKER COMPATIBILITY

Since this product generates vibratory motion, some pacemakers may misinterpret the stimulation. If in doubt, consult your physician.

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

The Theraflex bed supports up to 375kg, including the mattress and users, evenly distributed across the surface.

This product is not designed to support the entire weight solely at the head or foot sections.

Do not enter or exit the bed when the head or foot sections are elevated. Always return the bed to a flat position before use.

If the weight limit is exceeded on the head or foot mechanisms, the control box will automatically shut down all functions.

Exceeding the weight limit may cause damage to the adjustable bed, pose a risk of accidents, and void the warranty.

OPERATING NOISE

The massage motor emits an audible sound during operation, which may vary depending on intensity and floor type.

Minor metallic noises during bed articulation are considered normal.

FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, subject to the following conditions:

- 1. It may not cause harmful interference.*
- 2. It must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.*
Radio frequency: 2.4 GHz.

2. INTRODUCTION

FEATURES

- Wireless Remote
- Head up/down
- Foot up/down
- Flat Position Preset
- Zero Gravity Preset
- Parallel lifting
- Anti-Snore Preset
- Mattress Retainer Bar



CAPABILITIES

- Weight limit: 375 kg. including the mattress and users.

3. INSTALLATION GUIDE

1) UNPACKING

Place the box on a flat surface.


COMPONENTS

- (1) Remote
- (2) AAA Batteries
- (4) Wheels
- (1) Power Cord
- (1) AC/DC Power Adapter


- (1) Power Cord
- (1) Mattress Retainer Bar
- (2) Handrail
- (1) Allen Wrench
- (8) Screws
- (1) Wrench



Mattress Retainer Bar



Wheels




Handrail

2) POWER CORD ASSEMBLY


Locate the control box built into the underside of the adjustable base. Connect the control box power cord, the AC/DC Power Adapter, and the Power Cord.

Store the Emergency Battery Strip in a safe location in case of a power outage; two 9-Volt batteries are required for operation and are not included.




3) INSTALLING THE CASTERS

- Loosen the pre-assembled nuts on the casters.
- Attach the casters to the 4 designated points using the supplied screws and nuts.



4) BED POSITIONING

- Place the bed in an upright and stable position.
- Connect the power cord to a proper electrical outlet.




5) PLACEMENT

Return the adjustable base to an upright and secure location, then plug in the power cord to an outlet.

6) HANDRAILS

Attache the handrails to both sides of bed frame by screws.

7) INSTALL THE MATTRESS RETAINER BAR




8) REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION

The remote control is pre-programmed to operate the adjustable bed.

If you have more than one bed, each remote will work independently.

4. REMOTE



5. TROUBLESHOOTING

IF ONE OR MORE FUNCTIONS ON THE ADJUSTABLE BASE HAVE STOPPED OPERATING

- Check under the adjustable base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the movement of the adjustable base.
- Check if the power cord is assembled properly and all the connections are secure.
- Check if the green LED is on the AC/DC power adapter is illuminated.

IF THE LIGHTS ON YOUR REMOTE CONTROL NO LONGER ILLUMINATE AND WILL NOT OPERATE YOUR ADJUSTABLE BASE

- Make sure the batteries are installed correctly.
- Install two new AAA batteries in the remote control.

IF THE REMOTE CONTROL BUTTONS ILLUMINATE BUT ADJUSTABLE BASE WILL NOT OPERATE

- Unplug the adjustable base for 5 minutes to reset the electronic components.
- Plug the adjustable base into a different electrical outlet, or test the current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge protector is recommended).
- If the steps above do not fix the issue, you can reset your remote frequency by following the REMOTE FREQUENCY RE-PAIRING in the troubleshooting section.

IF YOUR PRESET POSITION IS NOT WORKING PROPERLY

- Reset your remote preset positions by holding down the zero gravity and flat position button for 7 seconds.

IF THE HEAD OR FOOT MECHANISMS WILL ELEVATE BUT WILL NOT RETURN TO THE FLAT POSITION

- Check the undercarriage for obstructions. Remove any obstructions away from the head and foot mechanisms and return the adjustable base to its flat position.

REMOTE FREQUENCY RE-PAIRING

The remote is pre-programmed to the adjustable base, however if the remote is unresponsive, follow these steps:

- Check the batteries; replace if needed.
- If the remote illuminates: Unplug the power cord from the outlet.
- Wait 5 seconds and plug it back into the outlet.
- Within 10 seconds of plugging the power cord into the outlet: Press the "PAIR" button at the same time for 10 seconds, the adjustable base will be re-paired with the remote.

[PORTUGUÊS]

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA TODAS AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DA MONTAGEM E USO. O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA ANULARÁ A GARANTIA E PODE RESULTAR EM LESÕES OU DANOS.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Utilize a cama Theraflex apenas para o fim a que se destina, conforme descrito neste manual:

- Evite colocar os dedos em áreas de articulação e pontos de aperto.
- Recomenda-se que a movimentação e montagem sejam realizadas por duas pessoas.
- Conecte a cama ajustável em uma tomada adequada ou em um protetor contra surtos (não incluído).
- Se o plugue não for compatível com a tomada, solicite a instalação de uma tomada adequada por um eletricista qualificado.
- Não faça modificações não autorizadas nem utilize fontes de energia inadequadas. Isso pode anular a garantia.
- Mantenha os cabos de energia longe de superfícies aquecidas.
- Para desconectar com segurança, coloque a cama em posição plana, desligue todos os motores e retire o plugue da tomada.
- Desconecte o produto da tomada antes de limpar ou realizar manutenção.
- Interrompa o uso e contate o SAC se a cama não estiver funcionando corretamente, tiver sido exposta à água ou se o cabo de energia estiver danificado.
- Não utilize o produto próximo a água ou fontes de líquidos.
- Nunca opere a cama ajustável com objetos ou obstruções entre as partes móveis e a estrutura metálica.
- Substituições de peças podem ser realizadas pelo consumidor, mas qualquer alteração em componentes internos anulará a garantia.
- Não utilize acessórios ou peças não recomendadas pelo fabricante.
- Limite de peso: 375 kg, incluindo colchão e usuários. Exceder este limite pode causar danos ou acidentes e anular a garantia.
- Não utilize o produto quando houver pessoas ou animais debaixo da cama ajustável.
- O colchão pode se mover sobre a base ajustável – use com cautela.
- Se forem utilizadas pernas ajustáveis, certifique-se de que todas estejam corretamente fixadas e apoiadas no chão. Não utilize pernas com altura superior a 4 segmentos, pois isso pode comprometer a segurança

AVISO SOBRE RISCO DE TOMBAMENTO

Evite colocar peso excessivo nas bordas da cama, pois isso pode causar tombamento.

USO PREVISTO

A Cama Theraflex foi desenvolvida para proporcionar conforto e suporte ao usuário.

OPERAÇÃO E SUPERVISÃO DO USUÁRIO

A utilização da cama Theraflex por crianças, animais ou pessoas convalescentes deve ser supervisionada.

Descarte imediatamente materiais de embalagem, pois podem representar risco de sufocamento para crianças e animais.

Não permita que crianças ou animais pequenos brinquem sobre ou sob a cama ajustável.

COMPATIBILIDADE COM MARCAPASSOS

Como este produto possui movimento vibratório, alguns marcapassos podem interpretar o estímulo de forma incorreta. Em caso de dúvida, consulte seu médico.

CAPACIDADE DE PESO MÁXIMA

A cama Theraflex suporta até 375 kg, incluindo o peso do colchão e dos usuários, distribuídos uniformemente sobre a superfície.

Este produto não foi projetado para suportar todo o peso apenas na cabeceira ou apenas nos pés.

Não entre nem saia da cama quando a cabeceira ou os pés estiverem elevados. Sempre retorne a cama à posição plana antes de utilizá-la.

Se o limite de peso for ultrapassado nos mecanismos da cabeceira ou dos pés, a caixa de controle interromperá automaticamente as funções.

Exceder o limite de peso pode causar danos à cama ajustável, risco de acidentes e anulação da garantia.

RUÍDOS DE FUNCIONAMENTO

O motor de massagem emite um som audível durante o funcionamento, que pode variar de acordo com a intensidade e o tipo de piso.

Pequenos ruídos metálicos durante a articulação da cama são considerados normais.

CONFORMIDADE FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC, sujeito às seguintes condições:

- Não pode causar interferência prejudicial.
- Deve aceitar qualquer interferência recebida, mesmo que possa causar funcionamento indesejado.
- *Frequência de Rádio: 2.4 GHz*

2. INTRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- Controle remoto sem fio



- Movimentação independente de cabeceira e pés
- Posição plana programada
- Posição de gravidade zero programada
- Levantamento paralelo
- Posição antirronco programada
- Barra de retenção do colchão

CAPACIDADE DE PESO MÁXIMA

- Limite de peso: 375 kg, incluindo o colchão e usuários.

3. GUIA DE INSTALAÇÃO




1) DESEMBALAGEM

Coloque a caixa sobre uma superfície plana.

COMPONENTES


- (1) Controle remoto
- (2) Pilhas AAA
- (4) Rodas
- (1) Cabo de alimentação
- (1) Adaptador de energia AC/DC


- (1) Cabo de alimentação
- (1) Barra de retenção do colchão
- (2) Corrimãos
- (1) Chave Allen
- (8) Parafusos
- (1) Chave de boca



2) MONTAGEM DO CABO DE ENERGIA

Localize a caixa de controle na parte inferior da cama. Conecte o cabo de energia, o adaptador AC/DC e o cabo de alimentação. Guarde o suporte de bateria de emergência em local seguro. Para usá-lo, são necessárias duas pilhas de 9V (não incluídas).





3) INSTALAR AS RODAS


Solte as porcas pré-montadas nas rodas.

Fixe as rodas nos 4 pontos designados, utilizando os parafusos e porcas fornecidos.

4) POSICIONAMENTO DA CAMA

Coloque a cama em posição ereta e estável.

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada adequada.




5) GRADES LATERAIS DE PROTEÇÃO

Fixe as grades laterais em ambos os lados da estrutura com os parafusos fornecidos.

6) INSTALAR A BARRA DE RETENÇÃO DO COLCHÃO

Encaixe a barra nos suportes indicados para evitar que o colchão se mova.




7) INSTALAÇÃO DAS PILHAS DO CONTROLE REMOTO

O controle já vem pré-programado para operar a cama ajustável.

Caso possua mais de uma cama, cada controle funcionará separadamente.

4. CONTROLE REMOTO



5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SE UMA OU MAIS FUNÇÕES DA BASE AJUSTÁVEL PARAREM DE FUNCIONAR

- Verifique embaixo da base ajustável se as conexões estão firmes e se não há cabos ou roupas de cama obstruindo o movimento.
- Confira se o cabo de energia está corretamente conectado e todas as conexões estão seguras.
- Verifique se o LED verde do adaptador AC/DC está aceso.

SE AS LUZES DO CONTROLE REMOTO NÃO ACENDEREM E ELE NÃO OPERAR A BASE AJUSTÁVEL

- Certifique-se de que as pilhas estão instaladas corretamente.
- Coloque duas pilhas AAA novas no controle remoto.

SE OS BOTÕES DO CONTROLE REMOTO ACENDE MAS A BASE AJUSTÁVEL NÃO FUNCIONA

- Desconecte a base ajustável da tomada por 5 minutos para reiniciar os componentes eletrônicos.
- Conecte a base ajustável em outra tomada ou teste a tomada atual com outro aparelho em funcionamento (recomenda-se o uso de protetor contra surtos com aterramento).
- Se os passos acima não resolverem, redefina a frequência do controle remoto seguindo as instruções de RECONFIGURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DO CONTROLE REMOTO nesta seção.

SE A SUA POSIÇÃO PREESTABELECIDADA NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE

- Redefina as posições preestabelecidas pressionando os botões de gravidade zero e posição plana por 7 segundos.

SE OS MECANISMOS DA CABECEIRA OU DOS PÉS SE ELEVAREM MAS NÃO VOLTAREM À POSIÇÃO PLANA

- **Verifique se há obstruções na parte inferior da estrutura.**
- **Remova qualquer objeto e retorne a base à posição plana.**

RECONFIGURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DO CONTROLE REMOTO

O controle remoto já vem programado de fábrica, mas caso não responda, siga os passos:

- **Verifique as pilhas e substitua se necessário.**
- **Se o controle remoto acender: desconecte o cabo de energia da tomada.**
- **Aguarde 5 segundos e reconecte.**
- **Dentro de 10 segundos após reconectar: pressione o botão “PAIR” por 10 segundos; a base ajustável será reconfigurada com o controle remoto.**

[ESPAÑOL]

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

POR FAVOR, LEA TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LA MONTAJE Y USO. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ANULARÁ LA GARANTÍA Y PUEDE RESULTAR EN LESIONES O DAÑOS.

Utilice la cama Theraflex solo para el propósito previsto, según lo descrito en este manual:

- Evite colocar los dedos en áreas de articulación y puntos de apriete.
- Se recomienda que el traslado y montaje sean realizados por dos personas.
- Conecte la cama ajustable a un tomacorriente adecuado o a un protector contra sobretensiones (no incluido).
- Si el enchufe no es compatible con el tomacorriente, solicite la instalación de uno adecuado a un electricista calificado.
- No realice modificaciones no autorizadas ni utilice fuentes de energía inadecuadas. Esto puede anular la garantía.
- Mantenga los cables de energía alejados de superficies calientes.
- Para desconectar de forma segura, coloque la cama en posición plana, apague todos los motores y retire el enchufe del tomacorriente.
- Desconecte el producto del tomacorriente antes de limpiar o realizar mantenimiento.
- Interrumpa el uso y contacte al servicio de atención al cliente si la cama no funciona correctamente, ha estado expuesta al agua o el cable de energía está dañado.
- No utilice el producto cerca de agua o fuentes de líquidos.
- Nunca opere la cama ajustable con objetos u obstrucciones entre las partes móviles y la estructura metálica.
- La sustitución de piezas puede ser realizada por el consumidor, pero cualquier alteración de componentes internos anulará la garantía.
- No utilice accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante.
- Límite de peso: 375 kg, incluyendo colchón y usuarios. Superar este límite puede causar daños o accidentes y anular la garantía.
- No utilice el producto cuando haya personas o animales debajo de la cama ajustable.
- El colchón puede moverse sobre la base ajustable – utilícelo con precaución.

- Si se utilizan patas ajustables, asegúrese de que todas estén correctamente fijadas y apoyadas en el suelo. No utilice patas con altura superior a 4 segmentos, ya que esto puede comprometer la seguridad.

ADVERTENCIA DE RIESGO DE VUELCO

Evite colocar peso excesivo en los bordes de la cama, ya que esto puede provocar que se vuelque.

USO PREVISTO

La Cama Theraflex fue desarrollada para proporcionar confort y soporte al usuario.

OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL USUARIO

El uso de la cama Theraflex por niños, animales o personas convalecientes debe ser supervisado.

Deseche inmediatamente los materiales de embalaje, ya que pueden representar riesgo de asfixia para niños y animales.

No permita que niños o animales pequeños jueguen sobre o debajo de la cama ajustable.

COMPATIBILIDAD CON MARCAPASOS

Dado que este producto genera movimiento vibratorio, algunos marcapasos pueden interpretarlo de forma incorrecta. En caso de duda, consulte a su médico.

CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA

La cama Theraflex soporta hasta 375 kg, incluyendo el peso del colchón y de los usuarios, distribuidos uniformemente sobre la superficie.

Este producto no fue diseñado para soportar todo el peso únicamente en la cabecera o en los pies.

No entre ni salga de la cama cuando la cabecera o los pies estén elevados. Siempre regrese la cama a la posición plana antes de usarla.

Si se supera el límite de peso en los mecanismos de la cabecera o los pies, la caja de control interrumpirá automáticamente las funciones.

Superar el límite de peso puede causar daños a la cama ajustable, riesgo de accidentes y anulación de la garantía.

RUIDOS DE FUNCIONAMIENTO

El motor de masaje emite un sonido audible durante el funcionamiento, que puede variar según la intensidad y el tipo de suelo.

Pequeños ruidos metálicos durante la articulación de la cama se consideran normales.

CUMPLIMIENTO FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC, sujeto a las siguientes condiciones:

1. No puede causar interferencia perjudicial.
 2. Debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
- Frecuencia de radio: 2.4 GHz.

2. INTRODUCCIÓN

FUNCIONES

- Control remoto inalámbrico
- Cabeza hacia arriba/abajo
- Pies hacia arriba/abajo
- Preajuste de posición plana
- Preajuste de gravedad cero
- Levantamiento paralelo
- Preajuste anti-ronquidos
- Barra de retención del colchón

CAPACIDADES

- Límite de peso: 375 kg, incluyendo el colchón y los usuarios.

3. GUÍA DE INSTALACIÓN

1) DESEMPAQUE

Coloque la caja sobre una superficie plana.

COMPONENTES

(1) Control remoto

(2) Pilas AAA

(4) Ruedas

(1) Cable de alimentación

(1) Adaptador de energía AC/DC

(1) Cable de alimentación


(1) Barra de retención del colchón

(2) Pasamanos

(1) Llave Allen

(8) Tornillos

(1) Llave





MONTAJE DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Localice la caja de control en la parte inferior de la cama.

Conecte el cable de alimentación, el adaptador AC/DC y el cable de corriente.

Guarde el soporte de batería de emergencia en un lugar seguro. Para su uso, se requieren dos pilas de 9V (no incluidas).




3) INSTALAR LAS RUEDAS

- Afloje las tuercas premontadas en las ruedas.

- Fije las ruedas en los 4 puntos designados utilizando los tornillos y tuercas suministrados.

4) POSICIONAMIENTO DE LA CAMA


- Coloque la cama en posición vertical y estable.
- Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente adecuado.



5) BARANDALES DE PROTECCIÓN

Fije los barandales a ambos lados de la estructura de la cama con tornillos.

6) INSTALAR LA BARRA DE RETENCIÓN DEL COLCHÓN



7) INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO

El control remoto ya viene pre programado para operar la cama ajustable.

En caso de tener más de una cama, cada control funcionará de manera independiente.

4. CONTROLE REMOTO



5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI UNA O MÁS FUNCIONES DE LA BASE AJUSTABLE HAN DEJADO DE FUNCIONAR

- Verifique debajo de la base ajustable para asegurarse de que las conexiones con cables estén seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyendo el movimiento de la base ajustable.
- Verifique si el cable de alimentación está ensamblado correctamente y si todas las conexiones están seguras.
- Verifique si el LED verde del adaptador de energía AC/DC está iluminado.

SI LAS LUCES DE SU CONTROL REMOTO YA NO SE ILUMINAN Y NO FUNCIONAN CON SU BASE AJUSTABLE

- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente.

- Instale dos pilas AAA nuevas en el control remoto.

SI LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO SE ILUMINAN PERO LA BASE AJUSTABLE NO FUNCIONA

- Desenchufe la base ajustable durante 5 minutos para restablecer los componentes electrónicos.
- Conecte la base ajustable a una toma de corriente diferente o pruebe la toma actual con otro electrodoméstico que funcione (se recomienda un protector contra sobrecargas eléctrico con conexión a tierra).
- Si los pasos anteriores no solucionan el problema, puede restablecer la frecuencia de su control remoto siguiendo las instrucciones de REASOCIACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL CONTROL REMOTO en la sección de solución de problemas.

SI SU POSICIÓN PREDEFINIDA NO ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

- Restablezca las posiciones predefinidas de su control remoto manteniendo presionado el botón de gravedad cero y el botón de posición plana durante 7 segundos.

SI LOS MECANISMOS DE LA CABECERA O DE LOS PIES SE ELEVAN PERO NO REGRESAN A LA POSICIÓN PLANA

- Verifique si hay obstrucciones en el sistema. Retire cualquier obstrucción de los mecanismos de la cabeza y los pies y regrese la base ajustable a su posición plana.

REASOCIACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL CONTROL REMOTO

El control remoto está preprogramado para la base ajustable, sin embargo, si el control remoto no responde, siga estos pasos:

- Verifique las pilas; reemplácelas si es necesario.
- Si el control remoto se ilumina: Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Espere 5 segundos y vuelva a enchufarlo en la toma de corriente.
- Dentro de los 10 segundos después de enchufar el cable de alimentación en la toma de corriente: Presione el botón "PAIR" durante 10 segundos al mismo tiempo, la base ajustable se reasociará con el control remoto.

TheraMart

TheraMart es una marca de
Grupo Thera INC.

Oceania Business Plaza,
43th Floor, Punta Colón St.,
Panamá City, Panamá.

Brasil: Importado e distribuído por:
TheraMart Brasil Ltda.

CNPJ: 45. 784.439/0001-90

Endereço: Rua Brusque, 1078, Térreo Box 02,
Centro, CEP: 88.302-001, Itajaí-SC

SAC: parceiro@theramart.com

Responsável Técnico:

Priscila de Gouveia Zamboni Lins CRF-SC 20958

Informações de contato no Brasil:
parceiro@theramart.com

Información de contacto en el resto de LATAM:
info@theramart.com